

Descriere

IQPACS ImageBurn este o aplicatie client folosita pentru crearea arhivelor offline. Studiile vechi sunt scrise pe DVD-R, CDR sau CD RW in format DICOMDIR.

Cerinte Software si Hardware

Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
Intel Celeron 1 Ghz, 512 MB DDRAM, HDD 200GB
NIC 1000, standard mouse
CRT 17" standard monitor

Servicii DICOM si Optiuni de Configurare

- Verifica conexiunile cu celelalte noduri DICOM din retea
- Primeste si stocheaza diferite tipuri de imagini, atat single- cat si multi-frame: CR, CT, MR, US, SC, XA, NM, DX, MG, VL, si altele
- Stocheaza PR, SR, KO, AU, OT
- Stocheaza imaginile in formatul original, fara modificari
- DICOM Query, Retrieve
- Studiile sunt scrise pe CD/DVD in formatul DICOMDIR
- Studiile arhivate sunt etichetate in baza de date ca "offline" ceea ce permite stergerea lor din IQPACS ImageStore
- Studiile arhivate se pot readuce foarte simplu inapoi in sistemul IQPACS
- Acces la informatia din DICOM header
- Stergere studii dupa criteriile prestabilite: statusul studiului (citit, dictat, transcris, aprobat), data studiului, etc.
- Stergerea automata a studiilor se poate programa pentru o anumita ora pentru a nu interfera cu fluxul de lucru

Alte Caracteristici

- Acces utilizatori multipli pe baza de parola
- Management utilizatorilor aplicatiei
- Facilitati de monitorizare a functionarii aplicatiei
- Screen saver
- Lock, autolock
- Suport pentru mai multe seturi de caractere
- Interfata in Romana, Engleza, Bulgara
- Setari profil utilizator

Europa

Info World s.r.l.
Intr. Glucozei 37-39
Sector 2
Bucuresti, 023828
Romania
Tel: +4 (021) 243-0590
Fax: +4 (021) 243-0578
iqpacs@infoworld.ro
Www.infoworld.ro

America de Nord

MedicaSoft LLC
Suite 1700, Wachovia Center
100 South Ashley Drive
Tampa, Florida 33602-5311
U.S.A.
Tel: +1 (813) 739-8730
Fax: +1 (813) 228-7710
info@medicasoftllg.com
www.medicasoftllg.com

