

IQPACS™ WebConnect

IQPACS™ Imago Web

Specificatii Tehnice

Descriere Generala

IQPACS WebConnect este serverul de web si serveste la stocarea instanelor DICOM pentru un interval scurt in vederea accesarii lor pe web. Instanțele DICOM acceptate sunt: imagini, rapoarte structurate, KON. Accesul la web server se face numai pe baza de parola. IQPACS Imago Web este un DICOM viewer cu ajutorul carora se vizualizeaza instanțele DICOM si care se deschide intr-un browser de web. IQPACS Imago Web permite simple operatii de manipulare si post-procesare a imaginilor.

Cerinte Software si Hardware

IQPACS WebConnect (server)
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft SQL Server 2000
IQPACS WebConnect se instaleaza pe acelasi server impreuna cu IQPACS ImageStore.


IQPACS Imago Web (client)
Microsoft Windows 2000, XP
Intel Celeron 1.x GHz
512 MB DDRAM, HDD 40GB
Video 32MB, NIC 1000
Standard mouse
CRT 17" standard monitor

Servicii DICOM si Optiuni de Configurare

- Verifica conexiunile cu celelalte noduri DICOM din retea
- Primeste si stocheaza diferite tipuri de imagini: CR, CT, MR, US, SC, XA, NM, DX, MG, VL, si altele
- Stocheaza PR, SR, KO, AU, OT
- Suport DICOMDIR - creeaza si citeste fisiere DICOMDIR
- Stocheaza imaginile in format original fara a le aduce modificari
- Suporta diferite tipuri de compresie si posibilitatea de converti imaginile in alte formate
- DICOM Query, Retrieve
- Tranfer de imagini si autorutare
- Acceseaza informatia din header-ul fisierelor DICOM
- Sterge studiile dupa criteriile prestabilite: dupa statusul studiului (citit, dictat, transcris), dupa data studiului, etc. Stergerea automata a studiilor poate fi programata pentru o anumita ora.

Alte Caracteristici

- Acces utilizatori multipli pe baza de parola
- Management utilizatorilor aplicatiei
- Setari notificare evenimente
- Screen saver
- Lock, autolock
- Suport pentru mai multe seturi de caractere
- Interfata in Romana, Engleza, Bulgara
- Setari profil utilizator
- Help disponibil, manual de utilizare



Studiile din IQPACS Imago Pro sunt trimise la serverul de web IQPACS WebConnect, unde se stocheaza pentru un timp relativ scurt, pentru accesul lor pe web cu IQPACS Imago Web.

Europa
 Info World s.r.l.
 Intr. Glucozei 37-39
 Sector 2
 Bucuresti, 023828
 Romania
 Tel: +4 (021) 243-0590
 Fax: +4 (021) 243-0578
 Iqpacs@infoworld.ro
 www.infoworld.ro

America de Nord
 MedicaSoft LLC
 Suite 1700, Wachovia Center
 100 South Ashley Drive
 Tampa, Florida 33602-5311
 U.S.A.
 Tel: +1 (813) 739-8730
 Fax: +1 (813) 228-7710
 info@medicasoftllg.com
 www.medicasoftllg.com