

# IQPACS™ SynConnect

# IQPACS™ SyncRad

Specificatii Tehnice


## Descriere

Modulul de teleradiologie IQPACS se compune din IQPACS SynConnect (router) si IQPACS SyncRad (aplicatie client). Aceste doua aplicatii faciliteaza transmitia de imagini si text intre doua locatii pe retea LAN sau Internet. IQPACS SyncRad ofera suport pentru chat, conferinta audio, conferinta video. De asemenea, modificarile pe imagini operate de unul din participanti pot fi vazute in timp real de celalalt participant la sesiunea de teleradiologie.

## Cerinte Software si Hardware

*IQPACS SynConnect (router)*  
Microsoft Windows Server 2003  
IQPACS WebConnect se instaleaza pe  
acelasi server impreuna cu IQPACS  
ImageStore.

*IQPACS SyncRad (client)*  
Microsoft Windows 2000, XP  
Intel Celeron 1.x GHz  
512 MB DDRAM, HDD 40GB  
Video 32MB, NIC 1000  
Standard mouse  
CRT 17" standard monitor



## Alte caracteristici

- Acces utilizatori multipli pe baza de parola
- Management utilizatorilor aplicatiei
- Facilitati de monitorizare a functionarii aplicatiei
- Screen saver
- Lock, autolock
- Interfata in Romana, Engleza, Bulgara
- Setari profil utilizator
- Help disponibil, manual de utilizare

*Europa*  
Info World s.r.l.  
Intr. Glucozei 37-39  
Sector 2  
Bucuresti, 023828  
Romania  
Tel: +4 (021) 243-0590  
Fax: +4 (021) 243-0578  
Iqpacs@infoworld.ro  
www.infoworld.ro

*America de Nord*  
MedicaSoft LLC  
Suite 1700, Wachovia Center  
100 South Ashley Drive  
Tampa, Florida 33602-5311  
U.S.A.  
Tel: +1 (813) 739-8730  
Fax: +1 (813) 228-7710  
info@medicasoftllg.com  
www.medicasoftllg.com